

Prietokomery s prednastaveným prietokom

DEBFLO / DEBPLUS

Vlastnosti a použitie



DEBFLO

- Bez regulátora



DEBPLUS

- So zabudovaným regulátorom pre stabilizáciu vstupného tlaku zaisťuje presný prietok

- Určené pre použitie v nemocniciach
 - K dispozícii 15 veľkosti prietokov
 - Výborná čitateľnosť prietoku
 - Zabudovaný regulátor (DEBPLUS)

OPIS

DEBFLO a DEBPLUS sú zdravotnícke pomôcky, ktoré regulujú prietok plynu. Pripájajú sa k zdroju stlačeného plynu v stene alebo rýchlospojku k regulátoru tlaku na tlakovej nádobe.

Základné technické údaje

Zatriedenie MDD 93/42/EEC)	Zdravotnícka pomôcka triedy IIa
Zhoda podľa normy DEBFLO	EN ISO 15002 : 2008
Zhoda podľa normy DEBPLUS	EN ISO 10524-4 : 2008
Napájací tlak DEBFLO	4,5 bar \pm 0,5 bar
Napájací tlak DEBPLUS	2,8 až 8 bar (DEBPLUS).
Výstupný tlak DEBPLUS	1,7 \pm 0,1 bar.
Vstupný a výstupný filter	Pórovitosť 35 μ m
Prietok – dve prevedenia	5 alebo 15 L/min
Plyn	O2 alebo medicínsky plyn

Medzi hlavné prednosti prietokomerov patrí:

1. **15 prednastavených** prietokov pre každé prevedenie.
2. Skvelá čitateľnosť nastaveného prietoku.
3. Prietok plynu **aj medzi dvoma polohami** pre lepšiu bezpečnosť.
4. Možnosť použitia vo všetkých polohách.
5. Dobrá príľnavosť ovládacieho kolieska.
6. Ovládacie koliesko je vybavené **rohatkovo-západkovým mechanizmom**, ktorý zabraňuje **náhodnej zmene prietoku**.
7. Prevedenie: **jednoduché alebo dvojité „TWIN“**.
8. **Pripojenie k zdroju plynu:** rýchlospojku alebo lištovým montážnym systémom.
9. **Normy rýchlospojky:** CZECH, AFNOR, DIN, BS, USA OHMEDA, DISS, UNI, NORDIC, ...
10. Ľahko pripojiteľný zvlhčovač plynov.

15 prednastavených prietokov pre každé prevedenie

5 L/min	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5
15 L/min	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	12	15

Modely DEBFLO; DEBPLUS a príslušenstvo



TWIN DEBFLO O₂, 15 L/min
s rýchlospojkou a hadičníkom

TWIN DEBPLUS AIR, 15 L/min
s rýchlospojkou a hadičníkom



DEBFLO AIR, 5 L/min
s rýchlospojkou a hadičníkom



DEBFLO O₂, 15 L/min
s rýchlospojkou a zvlhčovačom
CCO 250 ml





Zvlhčovače; CCO – 250 ml; TMS – 500 ml

Účelom zvlhčovača je zvlhčiť kyslík alebo medicínsky vzduch, ktorý sa podáva pacientovi cez dýchací trakt. Priskrutkuje sa na výstup prietokomera a potom sa na jeho výstup pripojí maska alebo kanyla pre kyslíkovú terapiu.

Zvlhčovač je určený na opakované použitie, je nerozbitný a odolný voči dezinfekčným prostriedkom.

Je vybavený poréznym rozptyľovačom, čo zaručuje tichý chod a vysoký komfort použitia ako pre pacienta, tak i pre zdravotný personál.

TM „Flow-Switch (1)“ and Switch (2)

Oba spínače je možné naskrutkovať na akýkoľvek štandardný prietokomer. Vďaka nim je možné nasmerovať tok plynu buď smerom k hadičníku alebo k zvlhčovaču.



Výstupné hadičníky pre prietokomery.

Typ (3) z dvoch kusov umožňuje priskrutkovanie bez otáčania hadice.

Typ (4) z jedného kusa

Sada 10 ks difúzora

Porézny rozptyľovač na lepšie zvlhčenie plynov. Tichý chod a vysoký komfort použitia ako pre pacienta, tak i pre zdravotný personál.



Voliteľné príslušenstvo

Každý prietokomer **DEBFLO** a **DEBPLUS** je možné vybaviť ďalším príslušenstvom podľa potrieb užívateľa. MEDIST, s.r.o. je pripravená realizovať Vaše požiadavky. Prosím, kontaktujte nás.

